



Zakroczym, dnia 28.01.2025 r.

## Uczestnicy rozeznania rynku

**Dotyczy: rozeznania rynku na dostawę fiolek do chromatografii z dnia 23.01.2025r.**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 24.01.2025r. wraz z wyjaśnieniem.

#### Pytanie nr 1.:

„Zwracam się z pytaniem o doprecyzowanie wymaganych fiolek chromatograficznych.

Której z poniższych opcji jest wymagana przez Zamawiającego:

Opcja 1: Fiolek chromatograficznych gwintowanych z nakrętką, o rozmiarze szyjki ND 9 spełniających wyspecyfikowane wymiary 32x11,6 mm

Ilustrujący przykład:

**LLG-9003448 Naczynka chromatograficzne, z gwintem, ND9, 1,5mL, bezbarwne, płaskodenne, szeroka szyjka, 100/Box**



Gwint ND9  
1,5mL  
bezbarwne, płaskodenne, szeroka szyjka,  
o wymiarach 32x11.6 mm

**LLG-4001521 Zakrywki nakręcane, PP, ND9, niebieskie, otwór centralny, septa z nacięciem silikon/PTFE, 100/Box**



Silikon biały /PTFE niebieski, ze szczeliną 55° shore A 1.00

Opcja 2: Fiolek chromatograficznych z kryzą zamykanych kapslami aluminiowymi, o szyjce ND 11 spełniających wyspecyfikowane wymiary 32x11,6 mm

Ilustrujący przykład:

**LLG-6291635 Naczynka chromatograficzne z kryzą 1,5 mL, ND 11, szkło przezroczyste, szeroka szyjka**



**LLG-6324887 Kapsle do naczynek z kryzą, aluminiowe, ND11, z membraną z nacięciem krzyżowym, biały silikon/PTFE niebieski, 100/Box**



Opcja 3: Wyceny powyższych dwóch rodzajów jednocześnie jako do wyboru Zamawiającego”

**Odpowiedź:**

*„Zgodnie z rozeznaniem fiołki kapslowane w pierwszej kolejności. W przypadku braku fiołek kapslowanych alternatywą są fiołki zakręcane. (opcjonalnie) Te i te są ok.”*