



Zakroczym, dnia 27.02.2025 r.
miejsce i data

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

I. Cel formularza:

W związku z realizacją projektu pt. „*Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do stosowania w terapii cukrzycy typu 2*”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursów realizowanych przez Agencję Badań Medycznych, **zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza i ceny.**

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: zapytaniaofertowe@lekam.pl do dnia: 14.03.2025 r.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

- Planowane zamówienie częściowe dotyczy *fiolek do chromatografii szczegółowo opisanych poniżej w pkt II.5.*
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. (**Ważność oferty rok od daty wystawienia**)
- KOD CPV: 33790000-4
- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **Zamawiający planuje dostawy sukcesywne. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w maksymalnym terminie 8 tygodni od jego złożenia. Przedmiot zamówienia planowany jest do dostarczenia w sposób sukcesywny maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia pierwszego zamówienia.**
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania	
Część zamówienia nr	Specyfikacja
1	<p>nazwa: Fiolki chromatograficzne HPLC (chromatografia cieczowa wysokociśnieniowa) szklane, przezroczyste, bezbarwne z zamknięciem</p> <p>ilość: 6 000 sztuk (kompletów fiołki + kapsle/zakrętki)</p> <p>wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none">Fiolki kapslowane + kapsle aluminiowe z naciętą septą PTFE*/biały silikon chemicznie obojętny na rozpuszczalniki organiczne i mieszaniny organiczno-wodne o pH 1,2 – 7,4 (opcjonalnie fiołki zakręcane + nakrętki)Fiolki o obj. 1.5 ml i wymiarach 32x11.6 mmKompatybilne z aparatami HPLC/UHPLC Waters, Agilent, Shimadzu



2	<p>nazwa: Fiolki chromatograficzne GC-HS (chromatografia gazowa Headspace) szklane, przezroczyste, bezbarwne z zamknięciem</p> <p>ilość: 400 sztuk (kompletów fiołki + kapsle)</p> <p>wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fiolki kapslowane + kapsle aluminiowe z septą PTFE*/silikon, odporne na działanie wysokich ciśnień• Fiolki o obj. 10 ml i wymiarach 46x22.5 mm
Dokumentacja/Wymagania dodatkowe	
Dla części 1 i 2	Do każdej z dostaw wykonawca zamówienia musi dostarczyć certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych postawionych w opisie przedmiotu zamówienia dla zamawianych pozycji (zgodnie z pkt. II.5 niniejszego formularza). Certyfikat powinien zostać dostarczony w formie papierowej razem z dostawą lub na dokumencie dołączonym do dostawy powinien znaleźć się adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie mógł zweryfikować dokument.

*PTFE – polytetrafluoroethylene

6. Ocena

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o oferowaną cenę.

Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:

Pełna nazwa Wykonawcy:

Osoba do kontaktu:

Adres Wykonawcy:

Dane do kontaktu:

NIP:

Data sporządzenia oferty:

Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy producenta/dostawcy	Wielkość opak. jednostkowego [sztuki]	Wycena					Specyfikacja	Spełnienie wymagań specyfikacji TAK/ NIE****
				Cena netto za opak. jednostkowe [PLN]	Cena całkowita netto za całość (dla każdej części) [PLN]	Cena całkowita brutto za całość (dla każdej części) [PLN]	Koszty dostawy [PLN]	Inne koszty*** [PLN]		
1	Fiolki chromatograficzne HPLC (chromatografia cieczowa wysokociśnieniowa) szklane, przezroczyste, bezbarwne z zamknięciem (6 000 sztuk)								Fiolki kapslowane + kapsle aluminiowe z naciętą septą PTFE biały/silikon chemicznie obojętny na rozpuszczalniki organiczne i mieszaniny organiczno-wodne o pH 1,2 – 7,4 (opcjonalnie fiolki zakręcane + nakrętki)	

									Fiolki o obj. 1.5 ml i wymiarach 32x11.6 mm Kompatybilne z aparatami HPLC/UHPLC Waters, Agilent, Shimadzu	
2	Fiolki chromatograficzne GC-HS (chromatografia gazowa Headspace) szklane, przezroczyste, bezbarwne z zamknięciem 400 sztuk (kompletów fiolki + kapsle)								Fiolki kapslowane + kapsle aluminiowe z septą PTFE*/silikon, odporne na działanie wysokich ciśnień Fiolki o obj. 10 ml i wymiarach 46x22.5 mm	

*** podać rodzaj kosztu i cenę

**** prosimy o wpisanie TAK lub NIE dla każdej pozycji specyfikacji.

.....
Data i miejsce

.....
Podpis